


Anticorps Monoclonal Anti-Pbrm1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86U86

Numéro d'article: CM0002285



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant PBRM1 (BAF180), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études de remodelage de la chromatine et de cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PBRM1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PB1 ; RCC ; BAF180 ; SMARCH1 ; PBRM1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	55193
Identifiant du gène	55193
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 530-680 de PBRM1 humain (Q86U86)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86U86
Poids moléculaire de la protéine	193 kDa
Expédition	Sac de glace