

Anticorps Monoclonal Anti-Pbr/Tspo Pour Wb - P30536

Numéro d'article: CM0009004

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la PBR/TSPO humaine (TSPO, PBR), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la protéine humaine et de souris. Idéal pour la recherche sur le transport mitochondrial et du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PBR/TSPO mAb de lapin
Remarques / Alias	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSPO1; PBR/TSPO
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	706
GeneID	706
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans la région des acides aminés 70-169 de la PBR/TSPO humaine (P30536).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P30536
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace