

Anticorps Polyclonal Anti-Pbx1 Pour Wb, Elisa - P40424

Numéro d'article: CM0028712



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le facteur de transcription humain PBX1. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle, le développement et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PBX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAKUHED ; PBX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5087
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 311-430 de PBX1 humain (NP_002576.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40424
Poids protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace