

Anticorps Polyclonal Anti-Pbx3 Pour Wb Et Elisa - P40426

Numéro d'article: CM0024601

Introduction

L'anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-PBX3 reconnaît le facteur de transcription humain PBX3. Validé pour le WB et l'ELISA, il présente une réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur la régulation de la transcription et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-PBX3
Remarques/Alias	PBX3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5090
ID de gène	5090
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la protéine humaine PBX3 (NP_006186.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P40426
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace