

Anticorps Monoclonal Anti-Pcbd1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P61457

Numéro d'article: CM0009664

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la PCBD1 humaine (déshydratase de la ptérine-4-alpha-carbinolamine). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec les espèces humaine, murine et rat. Convient aux recherches sur la biosynthèse de la tétrahydrobioptérine et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PCBD1
Remarques/Alias	PCD ; PHS ; DCOH ; PCBD ; PCBD1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5092
GeneID	5092
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 104 de la PCBD1 humaine (P61457).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P61457
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac réfrigérant