

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcbd1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P61457

Numéro d'article: CM0028321

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PCBD1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la biosynthèse de la tétrahydrobioptérine et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCBD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PCD; PHS; DCOH; PCBD; PCBD1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5092
ID de gène	5092
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61457
Poids moléculaire	12kDa
Expédition	Sac de glace