


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcca Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05165

Numéro d'article: CM0029041



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PCCA validé pour le western blot, l'immunohistochimie sur paraffine et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible la chaîne alpha de la propionyl-CoA carboxylase, impliquée dans le catabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCCA Lapin pAb
Remarques/Alias	PCCA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5095
GeneID	5095
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 449-728 de PCCA humaine (NP_000273.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05165
Poids moléculaire	80kDa
Expédition	Sac de glace