


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pccb [Validé Par Ko] Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05166

Numéro d'article: CM0006665



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PCCB validé par KO pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la PCCB humaine, murine et rat, une enzyme mitochondriale impliquée dans la carboxylation du propionyl-CoA. Matière première IVD réservée à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] mAb de lapin anti-PCCB
Remarques/alias	PCCB ; CB
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5096
GeneID	5096
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260 à 539 de la PCCB humaine [NP_000523.2].
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P05166
Poids moléculaire	58 kDa
Expédition	Sac réfrigérant