


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pccb Pour Wb Et Elisa - P05166

Numéro d'article: CM0025095



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la chaîne bêta de la propionyl-CoA carboxylase humaine (PCCB). Validé pour les applications de Western blot (WB) et d'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial, le catabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et l'acidémie propionique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin PCCB
Remarques/Alias	PCCB
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5096
GenelD	5096
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 260-539 de PCCB humain (NP_000523.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05166
Poids protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace