

Anticorps Polyclonal Anti-Pcdh1 Pour Wb Et Elisa - Q08174

Numéro d'article: CM0017294



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protocadhérine-1 humaine (PCDH1, PC42) pour le Western blot et l'ELISA. Convient aux recherches sur l'adhésion cellulaire et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCDH1 pAb de lapin
Remarques/alias	PC42 ; PCDH42 ; PCDH1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5097
ID du gène	5097
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-220 de la PCDH1 humaine (NP_002578.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q08174
Poids moléculaire	115 kDa
Expédition	Poche de glace