


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcdh15 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Qu1

Numéro d'article: CM0018499



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la protocadhérine-15 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible une protéine critique pour la fonction rétinienne et cochléaire ; adapté pour la recherche sur l'audition et la vision.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCDH15 Lapin pAb
Remarques/Alias	USH1F; CDHR15; DFN23; PCDH15
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	65217
ID de gène	65217
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-400 de la PCDH15 humaine (NP_001136235.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96QU1
Poids moléculaire	216kDa
Expédition	Sac de glace