

Anticorps Polyclonal Anti-Pcdh9 Pour Wb, Elisa - Q9Hc56

Numéro d'article: CM0015593



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Protocadhérine-9 (PCDH9) humaine pour applications Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains. Poids moléculaire prédit de 136 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCDH9 pAb de lapin
Remarques / Alias	PCDH9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5101
GeneID	5101
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-600 de la PCDH9 humaine (NP_982354.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HC56
Poids moléculaire de la protéine	136kDa
Expédition	Sac de glace