

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcdha12 Pour Wb Et Elisa - Q9Un75

Numéro d'article: CM0030073

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la protocadhérine alpha-12 (PCDHA12), une protéine d'adhésion cellulaire neuronale. Validé pour le Western Blot (WB) et l'ELISA, il reconnaît la PCDHA12 humaine, de souris et de rat (~102 kDa). Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCDHA12 pAb de lapin
Remarques / Alias	PCDH-ALPHA12 ; PCDHA12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56137
GeneID	56137
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 713-792 de la PCDHA12 humaine (NP_114070.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UN75
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac isothermique