

Anticorps Polyclonal Anti-Pcdha13 Pour Wb, Elisa - Q9Y5I0

Numéro d'article: CM0029068

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protocadhérine alpha-13 (PCDHA13), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences sur les connexions neuronales et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCDHA13 Lapin pAb
Remarques/Alias	CNR5; CNRN5; CNRS5; CRNR5; PCDH-ALPHA13; PCDHA13
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	56136
ID du gène	56136
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-360 de la PCDHA13 humaine (NP_061727.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5I0
Poids moléculaire de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace