

Anticorps Polyclonal Anti-Pcdhb16 Pour Wb, Elisa - Q9Nrj7

Numéro d'article: CM0022809

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine PCDHB16, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Utile pour l'étude de l'adhésion des cellules neuronales et des connexions spécifiques du cerveau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCDHB16 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	ME1; PCDH3X; PCDHB8a; PCDH-BETA16; PCDHB16
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	57717
ID du gène	57717
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9NRJ7
Poids moléculaire de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac réfrigérant