

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcdhb4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5E5

Numéro d'article: CM0021781

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PCDHB4 humain (protocadhérine bêta-4). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit croisé avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCDHB4 Lapin pAb
Remarques/Alias	PCDH-BETA4; PCDHB4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	56131
ID de gène	56131
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-300 du PCDHB4 humain (NP_061761.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5E5
Poids de la protéine	87kDa
Expédition	Sac de glace