

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcgf1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bsm1

Numéro d'article: CM0029948



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PCGF1 humain (NSPc1, RNF68) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat. Utile pour étudier les complexes du groupe Polycomb, la répression transcriptionnelle, la remodelage de la chromatine et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCGF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NSPC1 ; RNF68 ; RNF3A-2 ; 2010002K04Rik ; PCGF1
Espèce	Humain
GeneID	84759
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-259 du PCGF1 humain (NP_116062.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BSM1
Poids protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace