


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcgf6 (Pab) Pour Wb Et Elisa - Q9Bye7

Numéro d'article: CM0028360



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PCGF6 humain (MBLR/RNF134), un composant du PRC1. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour les études épigénétiques et du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PCGF6 Lapin pAb
Remarques/Alias	MBLR; RNF134; PCGF6
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	84108
ID de Gène	84108
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 161-350 du PCGF6 humain (NP_001011663.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYE7
Poids Moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace