

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pcif1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H4Z3

Numéro d'article: CM0006365



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre PCIF1, validé pour immunoblotting Western, immunohistochimie (paraffine), immunoprécipitation et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Adapté aux études de méthylation de coiffe dans le traitement de l'ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] PCIF1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; F1
Espèce	Humain
ID du gène	63935
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de PCIF1 humain (NP_071387.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H4Z3
Poids de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac de glace