

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcif1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4Z3

Numéro d'article: CM0018859



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine PCIF1 (CAPAM) humaine, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. À usage pour la recherche sur l'épitranscriptomique et les études de méthylation de coiffe de l'ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCIF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	63935
GeneID	63935
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de la protéine PCIF1 humaine (NP_071387.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H4Z3
Poids de la protéine	81kDa
Expédition	Sac de glace