

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcif1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H4Z3

Numéro d'article: CM0022997



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la méthyltransférase de coiffe de l'ARNm humain PCIF1 (CAPAM), validé pour la WB, l'IHC-P, l'IP et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Cible les acides aminés 1-200 de NP_071387.1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCIF1 Rabbit pAb
Remarques/alias	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	63935
GeneID	63935
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la PCIF1 humaine (NP_071387.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9H4Z3
Poids moléculaire	81 kDa
Expédition	Sac réfrigérant