

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pck1 Pour Wb - P35558

Numéro d'article: CM0020916



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PCK1 humain (PEPCK-C) pour WB, IP, IF/ICC, IF-P et ELISA. Détecte le PCK1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Immunogène recombinant (aa 490-622).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PCKDC; PEPCK1; PEPCKC; PEPCK-C; PCK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5105
GeneID	5105
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 490-622 du PCK1 humain (NP_002002582.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35558
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace