

Anticorps Polyclonal Anti-Pcm1 Pour Wb, Elisa - Q15154

Numéro d'article: CM0022189



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-PCM1 est un anticorps ciblant la protéine pericentriolar material 1 (PCM1) humaine. Adapté pour le WB et l'ELISA, cet anticorps facilite la recherche sur le centrosome et le cil.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-PCM1
Remarques/Alias	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5108
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1921-2025 de la protéine humaine NINJ1 (NP_006188.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15154
Poids de la protéine	229 kDa
Expédition	Sac de glace