

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcm1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15154

Numéro d'article: CM0023211



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine PCM1 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la protéine PCM1 humaine et murine (environ 229 kDa), ciblant la région N-terminale. Adapté à la recherche sur le centrosome et le cil.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5108
GeneID	5108
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de la PCM1 humaine (NP_006188.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15154
Poids de la protéine	229 kDa
Expédition	Sac de glace