


Anticorps Polyclonal Anti-Pcmt1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P22061

Numéro d'article: CM0028966



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PCMT1 humain (PIMT), validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec les échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la réparation des protéines et le vieillissement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCMT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PIMT; PCMT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5110
GeneID	5110
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22061
Poids moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace