


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pcna Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P12004

Numéro d'article: CM0003877



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PCNA de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat et le singe vert africain. Cible l'antigène nucléaire de prolifération cellulaire de 29 kDa impliqué dans la réplication et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCNA Rabbit mAb
Remarques/Alias	ATLD2 ; PCNA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5111
GeneID	5111
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 162-261 de la PCNA humaine (NP_002583.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe vert africain
SWISS	P12004
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace