


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcna Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P12004

Numéro d'article: CM0014020



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PCNA (P12004), adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la réplication de l'ADN, de la réparation et de la prolifération.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCNA Lapin pAb
Remarques/Alias	ATLD2; PCNA
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5111
ID de gène	5111
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 162-261 du PCNA humain (NP_002583.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12004
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace