


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcna Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12004

Numéro d'article: CM0014716



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PCNA humain (pince de glissement de l'ADN). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la réplication et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PCNA Lapin pAb                                               |
| Remarques/Alias      | ATLD2; PCNA                                                  |
| Espèce               | Humain                                                       |
| GeneID (Humain)      | 5111                                                         |
| GeneID               | 5111                                                         |
| Immunogène           | Peptide synthétique (aa 162-261 du PCNA humain, NP_002583.1) |
| Source               | Lapin                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                        |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                     |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                          |
| SWISS                | P12004                                                       |
| Poids de la protéine | 29kDa                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                 |