

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pcnt Pour Wb, If/Icc, Elisa - O95613

Numéro d'article: CM0023653

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin ciblant la PCNT humaine (Péricentrine) est adapté au Western blot, à l'immunofluorescence/immunocytochimie et à l'ELISA. Il présente une réactivité croisée avec le rat et constitue un outil essentiel pour la recherche sur le centrosome et les microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCNT Rabbit pAb
Remarques/Alias	KEN; PCN; MOPD2; PCNT2; PCNTB; PCTN2; SCKL4; PCNT
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5116
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O95613
Poids de la protéine	378 kDa
Expédition	Sac de glace