

Anticorps Polyclonal Anti-Pcnx1 Pour Wb, Elisa - Q96Rv3

Numéro d'article: CM0020231

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine PCNX1 (protéine 1 de type pecanex). Applicable pour le Western blot et l'ELISA. Immunogène : peptide synthétique situé dans les acides aminés 2250-2341. Validé pour les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCNX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PCNX; PCNXL1; pecanex; PCNX1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22990
GeneID	22990
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96RV3
Poids protéique	259kDa
Expédition	Sac de glace