

Anticorps Monoclonal Anti-Pcpe-1 Pour Wb Et Elisa - Q15113

Numéro d'article: CM0005037



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le PCPE-1 humain, validé pour le WB et l'ELISA avec réactivité envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le traitement du collagène et la biologie de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCPE-1 AcM Lapin
Alias	PCPE; PCPE1; PCPE-1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5118
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 304-449 du TLR4 humain (NP_002584.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15113
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace