

Anticorps Polyclonal Anti-Pcsk1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P29120

Numéro d'article: CM0018529



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité dirigé contre le PCSK1 humain (Neuroendocrine convertase 1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du traitement des prohormones et des troubles neuroendocriniens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCSK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PC1; PC3; NEC1; SPC3; PC1/3; BMIQ12; PCSK1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5122
GeneID	5122
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-170 du PCSK1 humain (NP_000430.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P29120
Poids moléculaire	84kDa
Expédition	Sac de glace