

Anticorps Monoclonal Anti-Pcsk9 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nbp7

Numéro d'article: CM0006871



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-PCSK9 humain validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la PCSK9 humaine et de souris, essentiel pour la recherche sur l'homéostasie du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCSK9 Lapin mAb
Remarques / Alias	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLCQ1; NARC-1; NARC1; PC9; proprotéine convertase soustilisine/kexine de type 9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	255738
GeneID	255738
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-692 de la PCSK9 humaine (NP_777596.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NBP7
Poids de la protéine	20 kDa/74 kDa
Expédition	Sachet de glace