

Anticorps Polyclonal Anti-Pcsk9 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Nbp7

Numéro d'article: CM0021782



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PCSK9, adapté pour WB, IF/ICC, IP et ELISA sur échantillons humains et de rat. Il aide à la recherche sur l'homéostasie du cholestérol et la dégradation du LDLR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCSK9 pAb de lapin
Remarques/Alias	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLCQ1; NARC-1; NARC1; PC9; proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9
Espèce	Humain
GeneID	255738
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-692 de la PCSK9 humaine (NP_777596.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8NBP7
Poids de la protéine	20 kDa/74 kDa
Expédition	Sac de glace