

Anticorps Monoclonal Anti-Pcyt1A Pour Wb, Elisa - P49585

Numéro d'article: CM0004469

Introduction

Anticorps monoclonal anti-PCYT1A de lapin pour WB et ELISA, validé sur échantillons humains. Cet anticorps cible la choline-phosphate cytidylyltransférase A, enzyme clé de la synthèse de la phosphatidylcholine, adapté à la recherche sur les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PCYT1A Rabbit mAb
Remarques / Alias	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5130
GeneID	5130
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 268 et 367 de la PCYT1A humaine (P49585)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49585
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace