

Anticorps Polyclonal Anti-Pcyt1A Pour Wb Et Elisa - P49585

Numéro d'article: CM0023970

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PCYT1A de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit avec le PCYT1A humain et de souris. Convient pour la recherche sur la biosynthèse des phosphatidylcholines et les troubles métaboliques associés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PCYT1A Lapin pAb
Remarques/Alias	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5130
ID de Gène	5130
Immunogène	Peptide Synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PCYT1A humain (NP_001299602.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P49585
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace