

Anticorps Polyclonal Anti-Pcyt2 Pour Wb, Elisa - Q99447

Numéro d'article: CM0015103



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PCYT2, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte le PCYT2 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour l'étude de la synthèse de la phosphatidyléthanolamine, de la biologie membranaire et des maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PCYT2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ET, SPG82, PCYT2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5833
ID de gène	5833
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-389 du PCYT2 humain (NP_002852.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99447
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace