

Anticorps Polyclonal Anti-Pd-1/Cd279 Pour Wb, If-P, Elisa - Q02242

Numéro d'article: CM0022636



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la souris PD-1/CD279, un récepteur inhibiteur de point de contrôle immunitaire, adapté pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Idéal pour étudier la tolérance des lymphocytes T et l'immunologie des tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PD-1/CD279 Lapin pAb
Remarques/Alias	PD-1 ; Pdc1 ; Ly101 ; PD-1/CD279
Espèce	Souris
Identifiant du gène	18566 (Souris)
Immunogène	Protéine recombinante de la souris PD-1/CD279
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q02242
Poids protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace