

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pd-1/Cd279 Pour Wb, If-P, Elisa - Q15116

Numéro d'article: CM0018677



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PD-1/CD279 humain (SWISS Q15116), validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en immuno-oncologie et le développement de IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PD-1/CD279 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1; PD-1/CD279
Espèce	Humain, Souris, Rat
Identifiant de gène	5133
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 205-259 de PD-1/CD279 humain (NP_005009.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15116
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace