

Anticorps Monoclonal Anti-Pd-L1/Cd274 Pour Fc - Q9Nzq7

Numéro d'article: CM0005952



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PD-L1/CD274 humain conjugué à I', validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec l'humain. Explorez la voie PD-L1/PD-1 dans la recherche sur les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain PD-L1/CD274 mAb
Remarques/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	29126
GeneID	29126
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 du PD-L1/CD274 humain (Q9NZQ7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NZQ7
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace