

Anticorps Monoclonal Anti-Pd-L1/Cd274 Pour Wb, Elisa - Q9Nzq7

Numéro d'article: CM0002284



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin contre PD-L1/CD274 humain (Q9NZQ7), adapté pour Western blot et ELISA. Indispensable pour la recherche sur la régulation des points de contrôle immunitaires, la modulation des lymphocytes T et les mécanismes d'immunoéchappement tumoral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PD-L1/CD274 Rabbit mAb
Remarques / Alias	B7-H ; B7H1 ; PDL1 ; PD-L1 ; hPD-L1 ; PDCD1L1 ; PDCD1LG1 ; PD-L1/CD274
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29126
GeneID	29126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 de PD-L1/CD274 humain (Q9NZQ7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NZQ7
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace