

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pd-L1/Cd274 Pour Wb, If/Icc, Elisa Et Inhibition - Q9Nzq7

Numéro d'article: CM0011158



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre PD-L1/CD274, produit à partir d'une protéine recombinante, pour WB, IF/ICC, ELISA et tests d'inhibition. Spécifique de la PD-L1 humaine, validé pour la recherche sur les points de contrôle immunitaires et les études d'immunothérapie du cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nom du produit               | mAb anti-PD-L1/CD274 de lapin                      |
| Remarques/Alias              | B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1 |
| Espèce                       | Humain                                             |
| Identifiant du gène (Humain) | 29126                                              |
| Identifiant du gène          | 29126                                              |
| Immunogène                   | Protéine recombinante de PD-L1/CD274 humain        |
| Source                       | Lapin                                              |
| Catégorie                    | Anticorps monoclonaux                              |
| Applications                 | WB, IF/ICC, ELISA, Inhibition                      |
| Réactivité croisée           | Humain                                             |
| SWISS                        | Q9NZQ7                                             |
| Poids de la protéine         | 33 kDa                                             |
| Expédition                   | Sac de glace                                       |