

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pd-L1/Cd274 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nzq7

Numéro d'article: CM0022915



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PD-L1/CD274 de haute qualité validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Il détecte le PD-L1 humain, de souris et de rat ; adapté aux études sur l'immunothérapie du cancer et la tolérance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PD-L1/CD274 Rabbit pAb
Remarques / Alias	B7-H ; B7H1 ; PDL1 ; PD-L1 ; hPD-L1 ; PDCD1L1 ; PDCD1LG1 ; PD-L1/CD274
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29126
GeneID	29126
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 190 et 290 de la PD-L1/CD274 humaine (NP_054862.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZQ7
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac à glace