

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pd-L1/Cd274 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzq7

Numéro d'article: CM0017539



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PD-L1/CD274 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Outil essentiel pour l'étude des points de contrôle immunitaires et de l'immunologie tumorale dans les contextes de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PD-L1/CD274 Lapin pAb
Remarques/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29126
GeneID	29126
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 19-238 du PD-L1/CD274 humain (NP_054862.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZQ7
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace