

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pd-L2/Cd273/B7-Dc Pour Wb, Elisa - Q9Wul5

Numéro d'article: CM0022870



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PD-L2 murin (CD273/B7-DC), adapté au Western blot et à l'ELISA. Réagit également avec le rat. Utile pour la recherche sur la tolérance immunitaire et les voies des points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PD-L2/CD273/B7-DC pAb de lapin
Remarques/Alias	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik; PD-L2/CD273/B7-DC
Espèce	Souris
GeneID (humain)	58205
GeneID	58205
Immunogène	Protéine recombinante de PD-L2/CD273/B7-DC murin.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9WUL5
Poids moléculaire	28 kDa
Expédition	Sac réfrigérant