

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdc Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P20941

Numéro d'article: CM0025072

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PDC pour la détection de la phosducine (28 kDa) en WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Validé pour les études de phototransduction visuelle et du métabolisme des photorécepteurs. Usage en recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDC Rabbit pAb
Remarques/Alias	PHD ; MEKA ; PhLP ; PhLOP ; PDC
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5132
ID de gène	5132
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-246 de la PDC humaine (NP_002588.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20941
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace