


Anticorps Polyclonal Anti-Pdcd10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bul8

Numéro d'article: CM0019634



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PDCD10 humain (CCM3/TFAR15) pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Fait partie des complexes STRIPAK, impliqué dans l'apoptose, l'angiogenèse et la migration cellulaire. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PDCD10 Lapin pAb
Remarques/Alias	CCM3, TFAR15, PDCD10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11235
GeneID	11235
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-212 du PDCD10 humain (NP_009148.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BUL8
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace