


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pdcd4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q53EI6

Numéro d'article: CM0009443



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin PDCD4 pour applications WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît le PDCD4 humain, murin, de rat (52 kDa), un inhibiteur de la traduction et suppresseur de tumeur. Idéal pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin PDCD4
Remarques/Alias	H731 ; PDCD4
Espèce	Humain
GenelD (humain)	27250
GenelD	27250
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 370-469 du PDCD4 humain (Q53EL6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q53EL6
Poids protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace