


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdcd4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q53EI6

Numéro d'article: CM0021069



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PDCD4 humain, validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte le PDCD4 humain, souris et rat. Utile pour les études sur l'apoptose, la régulation de la traduction et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PDCD4 Lapin pAb
Remarques/Alias	H731; PDCD4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	27250
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du PDCD4 humain (NP_055271.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q53EL6
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace