


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pdcd4 (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q53EI6

Numéro d'article: CM0025121



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-PDCCD4 validé KO détecte la protéine PDCCD4 humaine/souris (SWISS Q53EL6, 52 kDa) par WB, IHC-P et ELISA. Il cible un suppresseur de tumeur qui inhibe la traduction et la transformation néoplasique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] PDCCD4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	H731; D4
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	27250
ID du gène	27250
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la PDCCD4 humaine (NP_055271.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q53EL6
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace